

en EXPLANATION OF SYMBOLS ON PACKAGE LABELING | br-pt EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS NO RÓTULO DA EMBALAGEM

en REFER TO THE OUTER PACKAGE LABEL TO SEE WHICH SYMBOLS APPLY TO THIS PRODUCT. | br-pt CONSULTE O RÓTULO DA EMBALAGEM EXTERNA QUANTO AOS SÍMBOLOS APLICADOS A ESTE PRODUTO.

 en Vacuum Sealed br-pt Vácuo	 en Radio Frequency br-pt Radiofrequência
 en Potentially Harmful br-pt Potencialmente	 en Manufacturer br-pt Fabricante
 en Catalog Number br-pt Número de catálogo	 en Country and Date of Manufacture br-pt País e data de fabricação
 en Caution br-pt Cuidado	 en Batch code br-pt Código de lote
 en Unique Number br-pt Número de modelo	 en Unique Device Identifier br-pt Identificação única do dispositivo
 en Authorized Representative in the Brazilian Community br-pt Representante autorizado no Brasil	 en National Institute of Metrology Standardization and Industrial Quality br-pt Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
 en Medical Device br-pt Dispositivo médico	 en Exp. By Date br-pt Data de validade
 en Do Not Use if Package is Damaged br-pt Não usar se a embalagem estiver danificada	 en Do Not Re-Use br-pt Não reutilizar
 en Do Not Reutilize br-pt Não reutilizar	 en Single Sterile Barrier System with protective packaging br-pt Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora
 en Single Sterile Barrier System with protective packaging br-pt Sistema de barreira estéril único com embalagem protetora	 en Sterilized using Ethylene Oxide br-pt Esterilizado com óxido de etileno
 en Follow Instructions for use br-pt Siga as instruções de uso	 en Must Be Used with Instructions br-pt Deve ser usado com instruções
 en Not made with natural rubber latex br-pt Não foi feito com látex de borracha natural	 en Contains Hazardous Materials br-pt Contém materiais perigosos
 en Does not contain Pathogens br-pt Não contém Patógenos	 en Defibrillation Pouch Type CF Applied Part br-pt Poço aplicado à prova de descargas tipo CF
 en Non-spermic br-pt Apagâmica	 en Non-spermic br-pt Não contém látex
 en Humidity Limit br-pt Limite de umidade de transporte	 en Storage Temperature Limit br-pt Limite de temperatura de transporte